

[Validado Por Ko] Anti-Hadha Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Número de artículo: CM0006414



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-HADHA de conejo de alta calidad [Validado por KO] para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Esencial para la investigación de la beta-oxidación mitocondrial y el metabolismo de los ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] HADHA Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 545-763 de HADHA humana (NP_000173.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40939
Peso proteico	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo