

[Validado Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hdac1 Para Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - Q13547

Número de artículo: CM0005700



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HDAC1 validado para WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA. Adecuado para la investigación de HDAC1 humano y de ratón en epigenética y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] HDAC1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3065
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 393-482 de HDAC1 humano, NP_004955.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13547
Peso proteico	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo