

[Validado Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hexocinasa-1 (Hk1) Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P19367

Número de artículo: CM0002664



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido a la Hexocinasa-1 humana (HK1, P19367). Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Apoya la investigación en glucólisis, metabolismo y estudios de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] HK1 Rabbit mAb
Notas / Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexocinasa; K1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3098
GeneID	3098
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la Hexocinasa 1 humana (P19367)).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19367
Peso de la proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo