

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hexocinasa II Validado Por Ko Para Wb Y Elisa - P52789

Número de artículo: CM0007708



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-hexocinasa II validado por KO para Western blot y ELISA; detecta la hexocinasa II humana, de ratón y de rata (102 kDa). Ideal para estudios de glicólisis y apoptosis mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Hexocinasa II Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HKII; HXK2; II
Especie	Humano
GeneID (humano)	3099
GeneID	3099
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la hexocinasa II humana (NP_000180.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52789
Peso molecular	102kDa
Envío	Bolsa de hielo