


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Hira Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54198

Número de artículo: CM0030591



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HIRA humana (TUP1/DGCR1), validado por KO para aplicaciones WB, IHC-P y ELISA. Útil para estudiar el ensamblaje de cromatina, la senescencia y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] HIRA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TUP1; DGCR1; TUPLE1; RA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7290
GeneID	7290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-550 de HIRA humana (NP_003316.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P54198
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo