


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H1.0 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Número de artículo: CM0029985



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra la histona H1.0 para Western blotting, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en cromatina, regulación génica y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Histona H1.0 pAb de conejo
Observaciones/Alias	H10; H1.0; H1F0; H1FV; .0
Especie	Humano
ID de gen	3005
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de la H1F0 humana (NP_005309.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07305
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo