


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal Anti-Histona H2A.z Para Wb, Elisa - POCOS5

Número de artículo: CM0029776



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Histona H2A.Z humana, validado por KO para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 1-128). Peso molecular ~13 kDa. Ideal para investigación en biología de la cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] Histona H2A.Z pAb de conejo
Observaciones/Alias	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	H2A
ID del Gen	3015
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-128 de la H2AFZ humana (NP_002097.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	POCOS5
Peso de la Proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo