


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmgb1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09429

Número de artículo: CM0029892



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal de conejo anti-HMGB1 validado por KO (P09429) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce HMGB1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de DAMP y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] HMGB1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; HMGB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3146
GeneID	3146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-168 del HMGB1 humano (NP_002119.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09429
Peso Proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo