

[KO Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnpa2B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Número de artículo: CM0013846



Introducción

[KO Validado] Anticuerpo policlonal de conejo contra HNRNPA2B1 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Ideal para investigación de biología del ARN y telómeros. - P22626

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] HNRNPA2B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la HNRNPA2B1 humana (NP_112533.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22626
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo