


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal Anti-Hsp90A Para Wb, Elisa - P07900

Número de artículo: CM0011650



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Hsp90α humana, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para estudios de biología de chaperonas, transducción de señales y respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Hsp90α Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p
Especie	Humano
ID de Gen	3320
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 433-732 de la Hsp90α humana (NP_005339.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07900
Peso Proteico	84kDa/98kDa
Envío	Bolsa de hielo