


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsp90B Para Wb, If/Icc, Elisa - P08238

Número de artículo: CM0019332



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Hsp90β humana (HSP90AB1), validado para KO, adecuado para aplicaciones WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata, mono. Es una chaperona molecular involucrada en el plegamiento de proteínas y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] Hsp90β Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0β
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3326
GeneID	3326
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P08238
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo