

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Idh1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 075874

Número de artículo: CM0013137



Introducción

[Validado por KO] anticuerpo policlonal de conejo contra IDH1 humano, apto para aplicaciones de WB, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta IDH1 en muestras humanas, de ratón y rata, dirigido a la deshidrogenasa de isocitrato NADP-citosólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] pAb de Conejo IDH1
Observaciones/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; H1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3417
GeneID	3417
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-414 del IDH1 humano (NP_005887.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075874
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo