

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igf2Bp1/Imp1 Para Wb, Elisa - Q9Nzi8

Número de artículo: CM0019809



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra IGF2BP1/IMP1 humano. Adecuado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige a una proteína de unión a ARN involucrada en el transporte de ARNm, la estabilidad y la regulación de la traducción en oncología y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] IGF2BP1/IMP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; P1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10642
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-100 de IMP1 humano (NP_006537.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZI8
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo