


[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal Anti-Impdh2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12268

Número de artículo: CM0008005



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra IMPDH2 humana, apto para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta IMPDH2 de humano, ratón y rata; clave para la investigación del metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] IMPDH2 Conejo mAb
Observaciones/Alias	IMPD2; IMPDH-II; H2
Especie	Humana
GeneID	3615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-300 de la IMPDH2 humana (P12268)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P12268
Peso proteico	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo