


[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ing5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8WYh8

Número de artículo: CM0029343



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ING5 humana, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigación sobre acetilación de cromatina, ciclo celular y apoptosis. Presenta reactividad cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] ING5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p28ING5; G5
Especie	Humana
GeneID (Humana)	84289
GeneID	84289
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de ING5 humana (NP_115705.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8WYH8
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo