

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Enzima Degradadora De Insulina (Ide) Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14735

Número de artículo: CM0022841



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra IDE, adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio de la degradación de la insulina, la diabetes y la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra la enzima degradadora de insulina (IDE)
Observaciones/Alias	INSULISINA
Especie	Humano
ID de gen	3416
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la enzima degradadora de insulina (IDE) humana (NP_004960.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P14735
Peso de la proteína	118 kDa
Envío	Bolsa de hielo