

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ipo4 Para Wb Y Elisa - Q8Tex9

Número de artículo: CM0019615



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido contra la importina-4 humana (IPO4) para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Reactivo clave para investigar el transporte nuclear de histonas, VDR y proteínas virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo anti-IPO4
Observaciones/Alias	Imp4; O4
Especie	Humano
GeneID	79711 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 728-1081 de la IPO4 humana (NP_078934.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8TEX9
Peso de la proteína	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo