

[Validado Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Irf3 Para Wb - Q14653

Número de artículo: CM0002222



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido al factor regulador de interferón 3 (IRF3). Adecuado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con la proteína IRF3 de humano y ratón. Ideal para investigación sobre respuesta inmune innata y agentes antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] IRF3 Rabbit mAb
Notas / Alias	IIE7; F3
Especie	Humano
ID del gen	3661
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 del IRF3 humano (Q14653).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14653
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo