

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Irf9 Para Wb, Elisa - Q00978

Número de artículo: CM0021460

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido contra IRF9 humano (ISGF3 γ), adecuado para WB y ELISA. Detecta el factor de transcripción de 44 kDa crucial para la señalización antiviral del interferón tipo I. Para estudios de inmunidad innata y del complejo ISGF3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] IRF9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p48; IRF-9; ISGF3; ISGF3G; F9
Especie	Humano
ID del Gen	10379
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 113-255 del IRF9 humano (NP_006075.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q00978
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo