


Anticuerpo Policlonal Anti-Itch Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q96J02

Número de artículo: CM0016045



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra ITCH (homólogo de la E3 ubiquitina ligasa Itchy) para WB y ELISA en humanos, ratones y ratas. Está involucrado en la ubiquitinación, inflamación, respuesta inmune y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] ITCH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	83737
ID del gen	83737
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-155 de ITCH (NP_001244066.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96J02
Peso molecular de la proteína	103kDa
Envío	Bolsa de hielo