

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jak2 Validado Con Ko Para Wb Y Elisa - O60674

Número de artículo: CM0030026



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado con KO dirigido a JAK2 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de transducción de señales, regulación de la cromatina y señalización por citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validated] JAK2 Rabbit pAb
Notas / Alias	JTK10; JAK2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3717
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 933-1132 de JAK2 humano (NP_004963.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60674
Peso de la proteína	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo