

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Keap1 (Inrf2/Klhl19) - Q14145

Número de artículo: CM0009101



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-KEAP1 (INrf2/KLHL19) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para humano, ratón y rata. Sensor clave del estrés oxidativo; adaptador de la ligasa E3 de ubiquitina para la degradación de NRF2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-KEAP1 [Validado por KO]
Observaciones/Alias	INrf2, KLHL19
Especie	Humano
GenelD (humano)	9817
GenelD	9817
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 525-624 de KEAP1 humano (NP_036421.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14145
Peso proteico	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo