

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal Anti-Ki67 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, MiHc, Elisa - P46013

Número de artículo: CM0002758



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Ki67 humano, un marcador de proliferación. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Ki67 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4288
GeneID	4288
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1200-1300 del Ki67 humano (NP_002408.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46013
Peso Proteico	359 kDa
Envío	Bolsa de hielo