

Anticuerpo Policlonal Anti-Kmt5C Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q86Y97

Número de artículo: CM0023237



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-KMT5C validado por KO para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige a la histona metiltransferasa KMT5C (SUV420H2) para estudios de regulación de la cromatina y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validated] KMT5C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SUV420H2; Suv4-20h2; 5C
Especie	Humano
GeneID (humano)	84787
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del KMT5C humano (NP_116090.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86Y97
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo