

[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kras Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Número de artículo: CM0006359



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-KRAS validado por KO para WB, IHC-P y ELISA. Detecta KRAS humano, de ratón y de rata, una proteína clave de la señalización Ras-MAPK involucrada en la proliferación celular y la oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] KRAS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3845
GenelD	3845
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01116
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo