

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kras Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Número de artículo: CM0017525



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KRAS validado por KO para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la GTPasa KRas, un transductor de señal clave en la vía Ras-MAPK. Adecuado para investigación sobre cáncer y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validated] KRAS Rabbit pAb
Notas/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Especie	Humano
GeneID (humano)	3845
GeneID	3845
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-188 del KRAS humano (NP_203524.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01116
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo