


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Validado Ko Anti-Lactato Deshidrogenasa B/Ldh-B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07195

Número de artículo: CM0008552



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado KO contra Lactato Deshidrogenasa B/LDH-B para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de glucólisis en músculo cardíaco. Suministrado por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo [Validado KO] contra Lactato Deshidrogenasa B/LDH-B
Observaciones/Alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281
Especie	Humano
ID del Gen	3945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-93 de LDHB humano (NP_002291.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07195
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo