

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Lamin A/C Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02545

Número de artículo: CM0008599



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón anti-Lamin A/C validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta lamin A/C en muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudios de lámina nuclear, laminopatías y senescencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validated] Lamin A/C Ratón mAb
Observaciones/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B
Especies	Humano
GeneID	4000
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 403-572 de la Lamin A/C humana (NP_733821.1).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02545
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo