

[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lamina A/C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

Número de artículo: CM0024355



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra Lamin A/C (P02545). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de lámina nuclear y laminopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] Lamin A/C Rabbit pAb
Notas / Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4000
GeneID	4000
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 403-572 de Lamin A/C humana (NP_733821.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02545
Peso molecular de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo