

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lamp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Número de artículo: CM0003230



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LAMP2 validado por KO para WB, IHC-P, ELISA. Detecta LAMP2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de autofagia, biogénesis de lisosomas y enfermedad de Danon. UniProt P13473.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] LAMP2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Especies	Humano
GeneID (humano)	3920
GeneID	3920
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 311-410 de LAMP2 humano (P13473).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13473
Peso proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo