

[Validado Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lamp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P13473

Número de artículo: CM0012170



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LAMP2 de alta especificidad, validado por KO, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC y ELISA. Ideal para el estudio de biogénesis de lisosomas, autofagia y enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] LAMP2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3920
GeneID	3920
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-375 de la LAMP2 humana (NP_002285.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intracelular), ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13473
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo