


[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ldha Para Wb, If/Icc, Elisa - P00338

Número de artículo: CM0003520



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra LDHA humana (P00338). Validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con LDHA humana, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[KO Validado] mAb de Conejo Anti-LDHA
Observaciones/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; HA
Especie	Humana
GeneID	3939
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de LDHA humana (P00338)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Envío	Bolsa de hielo