


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ldhb Para Wb, If-P, Elisa - P07195

Número de artículo: CM0022351



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado mediante KO dirigido contra la LDHB humana (lactato deshidrogenasa B). Validado para WB, IF-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. La LDHB cataliza la interconversión de piruvato y lactato y se expresa en altos niveles en el músculo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] pAb de conejo anti-LDHB
Observaciones/Sinónimos	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; HB
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3945
ID del gen	3945
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-334 de la LDHB humana (NP_002291.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07195
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo