

[Validado Con Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrrc59 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ag4

Número de artículo: CM0013582

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRRC59 humano, validado en modelos knockout. Adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la importación nuclear de FGF1 y la biología del retículo endoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado con KO] LRRC59 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	p34; PRO1855; 59
Especie	Humano
GeneID (humano)	55379
GeneID	55379
Inmunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-244 de LRRC59 humana (NP_060979.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96AG4
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo