


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lsh/Hells Para Wb, Ip, Elisa - Q9NrZ9

Número de artículo: CM0025089



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO que se dirige a Lsh/HELLS humano (Q9NRZ9). Adecuado para WB, IP y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Una herramienta ideal para estudios de remodelación de cromatina, metilación del ADN y estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Lsh/HELLS pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; LS
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3070
ID de Gen	3070
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 719-838 de Lsh/HELLS humano (NP_060533.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRZ9
Peso Proteico	97 kDa
Envío	Bolsa de hielo