


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-MacroH2A.1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

Número de artículo: CM0029408



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra macroH2A.1 humano (validado por KO), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para uso en investigación en biología de la cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] macroH2A.1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9555
GeneID	9555
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 123-372 de macroH2A.1 humano (NP_613258.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75367
Peso proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo