


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mapkapk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16644

Número de artículo: CM0021577



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAPKAPK3, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Kinasa activada por estrés implicada en la producción de citoquinas, endocitosis y remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] MAPKAPK3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	3PK; MK3; MK-3; MDPT3; MAPKAP3; MAPKAP-K3; MAPKAPK-3; K3
Especie	Humano
GeneID (humano)	7867
GeneID	7867
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de MAPKAPK3 humano (NP_004626.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16644
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo