


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mlh1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40692

Número de artículo: CM0007468



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido a MLH1 humano, adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de investigación sobre reparación de desajustes de ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validated] MLH1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRCS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4292
GeneID	4292
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 350-450 de MLH1 humano (NP_000240.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P40692
Peso proteico	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo