

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mta2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - O94776

Número de artículo: CM0008627

Introducción

[Validado por KO] Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la proteína MTA2 humana, componente del complejo NuRD involucrado en la remodelación de la cromatina. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] MTA2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PID; MTA1L1; A2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9219
GenelD	9219
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 569-668 de la proteína MTA2 humana (O94776)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O94776
Peso proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo