

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mta2 Validado Por Ko Para Wb, Elisa, Chip - O94776

Número de artículo: CM0019217

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MTA2 validado por KO, validado para Western blot, ELISA y ChIP. Detecta MTA2 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de remodelación de cromatina y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] MTA2 pAb de conejo
Notas/Alias	PID; MTA1L1; A2
Especie	Humana
GeneID (humano)	9219
GeneID	9219
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-180 de MTA2 humano (NP_004730.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94776
Peso molecular	75kDa
Envío	Bolsa de hielo