


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mth1 Para Wb, Ip, Elisa - P36639

Número de artículo: CM0016677



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a MTH1/NUDT1 humano (nucleósido trifosfato hidrolasa de purinas oxidadas). Validado para estudios de knockout, adecuado para aplicaciones WB, IP, ELISA. Detecta una proteína de 18kDa, presenta reactividad cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] MTH1 Rabbit pAb
Notas/Alias	MTH1; H1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4521
GeneID	4521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-179 de MTH1 humano (NP_945192.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36639
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo