

[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-N-Cadherina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

Número de artículo: CM0002400

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado para aplicaciones de knockout contra N-cadherina (CDH2). Apto para WB, IF-P, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para investigación en adhesión celular y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] N-cadherina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDHN, NCAD, ACOGS, ADHD8, CD325, ARVD14, CDw325
Especie	Humano
ID del gen	1000
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 100 y 200 de la N-cadherina humana (P19022).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19022
Peso de la proteína	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo