


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-Sinucleína N-Terminal Validado Por Ko [Mjff-B-3A4] Para Wb, If/Icc, Elisa - P37840

Número de artículo: CM0010732



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO que se dirige a la alfa-sinucleína N-terminal (SNCA/PARK1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la función sináptica y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] alfa-sinucleína N-terminal mAb [MJFF-B-3A4]                                           |
| Observaciones/Alias | NACP; PARK1; α-Sinucleína; SNCA                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                  |
| ID de Gen           | 6622                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 40-50 de la alfa-sinucleína humana (NP_000336.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                     |
| SWISS               | P37840                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 14kDa                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                          |