


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Ndufc2 Para Wb Y Elisa - O95298

Número de artículo: CM0018032



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NDUFC2 humano, una subunidad clave del complejo I. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones mitocondriales y estudios de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	[Validado por KO] NDUFC2 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; C2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4718
ID del gen	4718
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de NDUFC2 humano (NP_004540.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95298
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo