


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nosip Para Wb, Elisa - Q9Y314

Número de artículo: CM0022895



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOSIP humano (proteína interactuante con la sintasa de óxido nítrico, ligasa de ubiquitina E3), validado para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para la investigación sobre la regulación del óxido nítrico y el desarrollo. Presenta reactividad cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] pAb de conejo anti-NOSIP
Observaciones/Alias	CGI-25; NOSIP
Especie	Humano
GeneID (humano)	51070
GeneID	51070
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-301 de NOSIP humano (NP_057037.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y314
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo