


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nrbf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96F24

Número de artículo: CM0028043



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NRB2 humano, validado por knockout, reacciona con ratón y rata. Apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Diana involucrada en autofagia y transcripción. Ideal para investigación de reactivos centrales IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] pAb de Conejo NRB2
Observaciones/Alias	COPR; COPR1; COPR2; NRB2-2; F2
Especie	Humano
ID del Gen	29982 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-287 de NRB2 humano (NP_110386.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96F24
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo