

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nrd1 Para Wb Y Elisa - O43847

Número de artículo: CM0021379

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NRD1 validado por KO para WB y ELISA. Detecta nardilysina (~132 kDa) en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de maduración axonal y mielinización. UniProt O43847.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] NRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NRD1; hNRD1; hNRD2; D1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4898
GeneID	4898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-400 de NRD1 humano (NP_001095132.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43847
Peso molecular de la proteína	132kDa
Envío	Bolsa de hielo