

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Nucleobindin-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02818

Número de artículo: CM0026414



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO que se dirige a la nucleobindina-1 (NUCB1, CALNUC), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reactividad cruzada con humano, ratón, rata. Validado para la investigación sobre la homeostasis del calcio de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] NUCB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NUC; CALNUC; B1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 302-461 de NUCB1 humana (NP_006175.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02818
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo