


[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal Anti-P53 De Conejo Para Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0011939



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la p53 humana (supresor tumoral). Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, CHIP y ELISA. Validado por KO, reconoce múltiples isoformas (24-44 kDa). Ideal para investigación sobre cáncer y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] p53 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7157
ID de gen	7157
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-393 de la p53 humana (NP_000537.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, CHIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso de la proteína	24-44 kDa
Envío	Bolsa de hielo