

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pak2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Número de artículo: CM0023891



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PAK2 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce PAK2 de ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación del citoesqueleto, la apoptosis y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] PAK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; K2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5062
GeneID	5062
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-212 de PAK2 humano (NP_000903.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13177
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo